

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ Sterrad ๑๐๐s Cassette

๑. ความต้องการ

Sterrad ๑๐๐s Cassette จำนวน ๑๐๘ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น ๕.๘% ถูกบรรจุอยู่ใน Cassette ที่มีความปลอดภัยจากการสัมผัสสารละลาย

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใช้งานได้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา ที่อุณหภูมิต่ำ

๔.๒ Cassette ๑ ชุด ใช้งานได้จำนวน ๕ รอบ การทำงานของเครื่องอบฆ่าเชื้อ

๔.๓ Cassette ถูกหุ้มด้วยกล่องกระดาษและพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันผิวหนังสัมผัสโดยตรงกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่อาจรั่วซึมออกมาได้ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการขนย้าย

๔.๔ มีแถบสีเหลืองบนกล่องกระดาษ จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง เมื่อแถบสีสัมผัสกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่รั่วซึมออกมา ในกรณีนี้ห้ามนำ Cassette ดังกล่าวไปใช้งาน สามารถขอเปลี่ยนคืนกับบริษัท

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ มี Bar Code, Lot No. และวันหมดอายุ สามารถมองเห็นได้บริเวณบนกล่องกระดาษ และด้านข้างของตัว Cassette

๕.๒ มีอายุการใช้งานนาน ๙ เดือน

๕.๓ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือตู้เย็นแบบธรรมดา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ Sterrad Chemical indicator

๑. ความต้องการ

Sterrad Chemical indicator จำนวน ๔ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเทปเคมีสีครีม มีลายตัวอักษร STERRAD สีแดง ซึ่งถูกเคลือบมัน เพื่อป้องกันการดูดซึมแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ลายตัวอักษร STERRAD สีแดง จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

๔.๒ ใช้ร่วมกับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมาที่อุณหภูมิต่ำ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ อายุการใช้งานได้นาน ๒๑ เดือน นับจากวันที่ผลิต

๕.๒ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ Sterrad indicator strip

๑. ความต้องการ

Sterrad indicator strip จำนวน ๔๘ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นแผ่นพลาสติก มีแถบสีอยู่ด้านบน ซึ่งเคลือบด้วย UV Protection อีกชั้นหนึ่ง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใช้งานได้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา ที่อุณหภูมิต่ำ

๔.๒ แถบสีแดง จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

๔.๓ ขนาดบรรจุ ๒๕๐ แผ่น ต่อ กล่อง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ อายุการใช้งานได้นาน ๑๘ เดือน นับจากวันที่ผลิต

๕.๒ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ