

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ Sterrad ๑๐๐s Cassette จำนวน ๑๔๐ Set

๑. ความต้องการ

Sterrad ๑๐๐s Cassette

๒. จุดประสงค์ของการใช้งาน

เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ผ่าตัด ทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ✓

๓. คุณลักษณะทั่วไป

สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น ๕.๘% ถูกบรรจุอยู่ใน Cassette ที่มี
ความปลอดภัยจากการสัมผัสสารละลาย ✓

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ใช้งานได้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ พลาสมา ที่
อุณหภูมิ ๑๐๐S System ✓

๔.๒ Cassette ๑ ชุด ใช้งานได้จำนวน ๕ รอบ การทำงานของเครื่องอบฆ่าเชื้อ ✓

๔.๓ Cassette ถูกหุ้มด้วยกล่องกระดาษและพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันผิวหนัง
สัมผัสโดยตรงกับสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่อาจรั่วซึมออกมาได้ เนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุจากการขนย้าย ✓

๔.๔ มีแถบสีเหลืองบนกล่องกระดาษ จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง เมื่อแถบสีสัมผัสกับ
สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่รั่วซึมออกมา ในกรณีนี้ห้ามนำ Cassette ดังกล่าวไปใช้
งาน สามารถขอเปลี่ยนคืนกับบริษัท ✓

๔.๕ มี Bar Code, Lot No. และวันหมดอายุ สามารถมองเห็นได้บริเวณบนกล่อง
กระดาษ และด้านข้างของตัว Cassette ✓

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ✓

๕.๒ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือตู้เย็นแบบธรรมดา ✓

๕.๓ มีเอกสารรับรองมาตรฐาน FDA USA และ CE Mark ✓

๕.๔ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ✓

(ลงชื่อ)..... นงนุช ทวีตวงศ์..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... อ. น..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... อ. น..... กรรมการ